


Anti-Cytokeratin 19 (Krt19) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08727

Artikelnummer: CM0016636



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 19 (KRT19/CK19), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Epithelbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Cytokeratin 19 (KRT19) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	K19; CK19; K1CS; Cytokeratin 19 (KRT19)
Spezies	Human
GeneID (human)	3880
GeneID	3880
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 210-340 von humanem Cytokeratin 19 (KRT19) (NP_002267.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08727
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eistasche