


Anti-Cytokeratin 19 (Krt19) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If, Ihc, Fc, Elisa - P08727

Artikelnummer: CM0006224



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 19 (KRT19), validiert für IF/ICC, IHC-P, FC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Muskel-Costamern und Epithelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 19 (KRT19) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K19; CK19; K1CS
Spezies	Mensch
GenID	3880
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 301-400 von humanem Cytokeratin 19 (KRT19) (NP_002267.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08727
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel