

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Anti-Zytokeratin 20 (Krt20) Für Wb, If/Icc, Elisa - P35900

Artikelnummer: CM0013322

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Zytokeratin 20 (KRT20), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben vom Menschen und von der Maus. Ideal zur Untersuchung der Organisation von Keratinfilamenten, der Muzinsekretion und der Biologie des Darmepithels. Bestandteil des IVD-Rohstoffportfolios von CamelBio für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Zytokeratin 20 (KRT20) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; Zytokeratin 20 (KRT20)
Art	Mensch
Gen-ID	54474 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 245-424 des humanen Zytokeratins 20 (KRT20) (NP_061883.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P35900
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku