

Anti-Cytokeratin 2E (Krt2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P35908

Artikelnummer: CM0016174

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Cytokeratin 2e (KRT2), validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur epidermalen Differenzierung, Keratin-Intermediärfilamenten und der Hautbarrierefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 2e (KRT2) Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	K2e; KRTE; CK-2e; KRT2A; KRT2E; Cytokeratin 2e (KRT2)
Spezies	Human
GeneID (Human)	3849
GeneID	3849
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 des humanen Cytokeratin 2e (KRT2) entspricht (NP_000414.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35908
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel