

Anti-Cytokeratin 4 (Krt4) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19013

Artikelnummer: CM0002007

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 4 (KRT4), geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien an geschichteten Plattenepithelien der Schleimhaut.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Cytokeratin 4 (KRT4) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K4; CK4; CK-4; CYK4; WSN1; Cytokeratin 4 (KRT4)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3851
Gen-ID	3851
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19013
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel