


Anti-Cytokeratin 5 (Krt5) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13647

Artikelnummer: CM0026062



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 5 (KRT5), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung der Biologie der Intermediärfilamente in basalen Keratinozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	K5; CK5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Cytokeratin 5 (KRT5)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3852
Gen-ID	3852
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Cytokeratin 5 (KRT5) (NP_000415.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P13647
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel