


Anti-Cytokeratin 5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13647

Artikelnummer: CM0002494



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 5 (KRT5), geeignet für Western Blotting, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und rattierten Proben. Ideal für die Erforschung der Epidermis und Keratinozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K5; KRT5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Cytokeratin 5 (CK5)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3852
GenID	3852
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 491-590 von humanem Cytokeratin 5 (KRT5) (P13647) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13647
Proteinmasse	62kDa
Versand	Eisbeutel