

Anti-Cytokeratin 6 (Krt6) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P48668

Artikelnummer: CM0002536

Einführung

Der rekombinante Kaninchen-monoklonale Antikörper von CamelBio zielt auf humanes Cytokeratin 6 (KRT6, SWISS P48668) ab, validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Geeignet für Studien der Epithelbiologie und Dermatologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Cytokeratin 6 (KRT6) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K6E; KRT6E; PPKNEFD; Cytokeratin 6 (KRT6)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	286887
Gen-ID	286887
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 465-564 von humanem Cytokeratin 6 (P48668) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P48668
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel