

Anti-Cytokeratin 6 (Krt6) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02538

Artikelnummer: CM0008141



Einführung

Hochreiner kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf humanes Cytokeratin 6 (KRT6A) abzielt. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Epithelintegrität, Wundheilung und Keratinozytenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 6 (KRT6) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; Cytokeratin 6 (KRT6)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3853
GeneID	3853
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Cytokeratin 6 (KRT6) (P02538) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02538
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel