

Anti-Cytokeratin 6 (Krt6) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P02538

Artikelnummer: CM0030483



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für humanes Cytokeratin 6 (KRT6), validiert für WB und ELISA. Detektiert eine 60 kDa-Bande; ideal für die Untersuchung der epithelialen Integrität, Wundheilung und Keratinopathien. - P02538

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 6 (KRT6) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; Cytokeratin 6 (KRT6)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3853
Gen-ID	3853
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Cytokeratin 6 (KRT6) (NP_005545.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02538
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel