

Anti-Cytokeratin 7 (Krt7) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P08729

Artikelnummer: CM0005232



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 7 (KRT7, CK7). Geeignet für WB, IF, IHC und ELISA-Nachweis. Kreuzreagiert mit Orthologen von Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (Aa 291-463, P08729).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 7 (KRT7) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	K7; KRT7; SCL; K2C7; Cytokeratin 7 (CK7)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3855
Gen-ID	3855
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 291-463 des humanen Cytokeratin 7 (KRT7) (P08729) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08729
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel