

Anti-Cytokeratin 7 (Krt7) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If, Elisa - P08729

Artikelnummer: CM0004568



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-Cytokeratin 7 (KRT7) Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Epithelbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 7 (KRT7) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K7; CK7; SCL; K2C7; Cytokeratin 7 (KRT7)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3855
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Cytokeratin 7 (KRT7) (P08729) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08729
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel