

Anti-Cytokeratin 7 (Krt7) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P08729

Artikelnummer: CM0024480



Einführung

Cytokeratin 7 (KRT7) Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf ein Zytoskelettprotein ab, das an der Interferonsignalisierung und viralen Translationsregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 7 (KRT7) Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	K7; CK7; SCL; K2C7; Cytokeratin 7 (KRT7)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3855
GeneID	3855
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 230–469 des menschlichen Cytokeratin 7 (KRT7) (NP_005547.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08729
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel