


Anti-Cytokeratin 8 (Ck8) Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P05787

Artikelnummer: CM0004802



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Cytokeratin 8 (CK8) gerichtet ist, für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert für die Spezies Human, Maus und Ratte, mit Epitop-Mapping auf ein synthetisches Peptid. Ideal für die Forschung an epithelialen Zellen und Keratinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 8 Maus mAb
Bemerkungen/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Cytokeratin 8
Spezies	Mensch
GenID	3856
Immunogen	Synthetisches Peptid von CK8
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P05787
Protein-Gewicht	54 kDa/56 kDa
Versand	Eisbeutel