

Anti-Cytokeratin 9 (Krt9) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35527

Artikelnummer: CM0010148

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 9 (KRT9), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der palmoplantaren Epidermis-Differenzierung und verwandter Keratin-Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 9 (KRT9) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K9; CK-9; EPPK; Cytokeratin 9 (KRT9)
Spezies	Human
GeneID (Human)	3857
GeneID	3857
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 254-412 von humanem Cytokeratin 9 (KRT9) (P35527) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35527
Protein-Gewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel