

Anti-Cytokeratin-9-(Krt9)-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P35527

Artikelnummer: CM0016100

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Cytokeratin 9 (KRT9), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-KRT9. Ideal für die Erforschung der Differenzierung palmoplantarer Keratinozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 9 (KRT9) Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	K9; CK-9; EPPK; Cytokeratin 9 (KRT9)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3857
GeneID	3857
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 150-450 des humanen Cytokeratins 9 (KRT9) (NP_000217.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35527
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Kühlakku