


Anti-Cytokeratin Ae1 Poliklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

Artikelnummer: CM0029508



Einführung

Zytokeratin AE1 Kaninchen-poliklonale Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humane, murines und Ratten-Keratine (KRT10/14/15/16/19) mit Molekulargewichten von 44–59 kDa. Ideal für Forschung zu epithelialer Differenzierung und Karzinomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin AE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
Proteinmasse	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
Versand	Eisbeutel