


Anti-Cytokeratin Ae1 Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

Artikelnummer: CM0008515



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Cytokeratin AE1, der mehrere Typ-I-Keratine (K10, K14, K15, K16, K19) erkennt. Validiert für IF-P, IHC-P und ELISA in menschlichem, Maus- und Rattengewebe. Ideal für die Epithelzellbiologie und Karzinomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin AE1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
Proteingewicht	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
Versand	Kühlakku