


Anti-Cytokeratin Ae3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa -

P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729

Artikelnummer: CM0025134



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Cytokeratin AE3 (K1, CK1, EHK) gerichtet ist und für Western Blot, IHC-P und ELISA validiert wurde. Reagiert mit humanen Proben. Ideal für die Forschung an Epithel- und Keratinozytenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin AE3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK
Spezies	Mensch (Human)
GenID (Mensch)	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
GenID	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 181-280 von humanem Cytokeratin AE3 (NP_006112.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch (Human)
SWISS	P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729
Proteingewicht	66kDa/65kDa/64kDa/56kDa/62kDa/60kDa/51kDa
Versand	Eisbeutel