


Anti- δ -Catenin/p120 Catenin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60716

Artikelnummer: CM0024396



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen δ -Catenin/p120 Catenin (CTNND1). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität in Mensch, Maus und Ratte. Erforschen Sie Zelladhäsion, Transkription und Signalweiterleitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	δ -Catenin/p120 Catenin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAS; p120; BCD52; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); δ -Catenin/p120 Catenin
Spezies	Mensch
GeneID	1500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 850-968 von humanem δ -Catenin/p120 Catenin (NP_001078927.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60716
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eistasche