


Anti- Δ -Catenin/p120 Catenin Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60716

Artikelnummer: CM0023865



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen δ -Catenin/p120 Catenin (CTNND1) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Schlüsselregulator der Cadherin-vermittelten Adhäsion und Transkription; ideal für Studien zu Krebs und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	δ -Catenin/p120 Catenin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); δ -Catenin/p120 Catenin
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1500
GeneID	1500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 573-832 von humanem δ -Catenin/p120 Catenin (NP_001078938.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60716
Proteinmasse	108 kDa
Versand	Eisbeutel