


Anti- δ -Catenin/p120 Catenin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O60716

Artikelnummer: CM0002842



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen δ -Catenin/p120 Catenin (O60716). Validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Reguliert die Cadherin-Stabilität, Transkription und Rho-GTPase-Signalübertragung. Ideal für Studien zur Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	δ -Catenin/p120 Catenin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CAS, p120, BCD52, CTNND, P120CAS, P120CTN, p120(CAS), p120(CTN), δ -Catenin/p120 Catenin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1500
GenID	1500
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 869-968 von menschlichem δ -Catenin/p120 Catenin entspricht (O60716)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60716
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Eisbeutel