


Anti- Δ -Catenin/P120-Catenin Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - O60716

Artikelnummer: CM0024613



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes δ -Catenin/p120-Catenin, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Für die Zelladhäsions- und Krebsforschung. Vorhergesagtes MG 108 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] δ -Catenin/p120-Catenin polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	CAS; p120; BCD52; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); in
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1500
Gen-ID	1500
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60716
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Kühlakku