

Anti-D2Hgdh Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N465

Artikelnummer: CM0024032



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes D2HGDH für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des D-2-Hydroxyglutarat-Stoffwechsels, der mitochondrialen Funktion und damit verbundener Krankheitsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	D2HGDH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	D2HGD; D2HGDH
Spezies	Human
Gen-ID	728294
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 322-521 von humanem D2HGDH (NP_689996.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8N465
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel