


Polyklonaler Anti-D53-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q2Rbp2

Artikelnummer: CM0022897



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen DWARF 53 (D53) aus *Oryza sativa*. Für WB und ELISA validiert. Geeignet zur Untersuchung der Strigolacton-Signalübertragung und der Bestockungsentwicklung bei Reis. Molekulargewicht ungefähr 123 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	D53-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	D53; DWARF53; OsJ_32651
Art	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4349543
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1000-1100 von <i>Oryza sativa</i> D53 (Q2RBP2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q2RBP2
Proteingewicht	123 kDa
Versand	Kühlakku