

Anti-Daam2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q86T65

Artikelnummer: CM0025387

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen DAAM2, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Unverzichtbares Werkzeug für die Erforschung von Wnt-Signalwegen und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAAM2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NPHS24; dj90A20A.1; DAAM2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23500
GenID	23500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-86 des menschlichen DAAM2 (NP_056160.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86T65
Proteingewicht	123 kDa
Versand	Eisbeutel