

Anti-Dab1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075553

Artikelnummer: CM0016299

Einführung

Kaninchen-polyklonaler DAB1-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den Reelin-Signaladapter ab, ideal für Studien zur neuronalen Migration und Gehirnentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCA37; DAB1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1600
Gen-ID	1600
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-185 von menschlichem DAB1 (NP_066566.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075553
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel