


## Anti-Dach1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ui36

Artikelnummer: CM0024781



### Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes DACH1, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Ratten-Proben. Detektiert ein 79 kDa Protein, einen Transkriptionsfaktor, der an der Organogenese und der TGF-beta-Signalgebung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                   |
|-------------------|------------------------|
| Produktname       | DACH1 Kaninchen pAb    |
| Bemerkungen/Alias | DACH; DACH1            |
| Spezies           | Mensch                 |
| Gen-ID (Mensch)   | 1602                   |
| Gen-ID            | 1602                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein  |
| Quelle            | Kaninchen              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper |
| Anwendung         | WB, ELISA              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte    |
| SWISS             | Q9UI36                 |
| Proteingewicht    | 79kDa                  |
| Versand           | Eisbeutel              |