

Anti-Dact3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96B18

Artikelnummer: CM0030035

Einführung

CamelBio's DACT3 kaninchen-polyclonaler Antikörper targetiert den N-Terminus (aa1-160) von menschlichem DACT3 und erkennt DACT3 von Maus und Ratte. Validiert für WB und ELISA, ist er ideal für die Erforschung des Wnt-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DACT3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RRR1; DAPPER3; DACT3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	147906
Gen-ID	147906
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96B18
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eispackung