

Anti-Dad1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper (Wb, Elisa) - P61803

Artikelnummer: CM0018496



Einführung

DAD1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-DAD1, eine Untereinheit des OST-Komplexes, die für die N-Glykosylierung entscheidend ist. Ideal für Forschung zu ER-Stress und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OST2; DAD1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1603
GeneID	1603
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem DAD1 (NP_001335.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61803
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel