

Anti-Dag1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14118

Artikelnummer: CM0024029



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes DAG1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt Dystroglykan bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Zelladhäsion, Muskeldystrophie und viralem Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1605
GenID	1605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 654-749 von humanem DAG1 (NP_004384.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14118
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel