

Anti-Dao Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14920

Artikelnummer: CM0005933



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane D-Aminosäure-Oxidase (DAO), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des D-Aminosäure-Stoffwechsels und neurologischer Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAO Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
Spezies	Human
GeneID (Human)	1610
GeneID	1610
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen DAO (NP_001908.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14920
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel