

Monoklonaler Anti-Dap-Kinase 1 (Dapk1)-Antikörper Für Wb Und Elisa - P53355

Artikelnummer: CM0002464



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen die Reste 250–350 von DAP-Kinase 1 (DAPK1) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA; kreuzreagiert mit humanem und murinem Protein. Für die Forschung zu Apoptose, Autophagie und Zellüberlebenssignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAP-Kinase 1 (DAPK1) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	DAPK, ROCO3, DAP-Kinase 1 (DAPK1)
Spezies	Mensch
Gen-ID	1612
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P53355
Proteingewicht	160 kDa
Versand	Eisbeutel