

Anti-Dap-Kinase 1 (Dapk1) Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P53355

Artikelnummer: CM0027435



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes DAP-Kinase 1 (DAPK1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Apoptose- und Autophagieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAP-Kinase 1 (DAPK1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAPK; ROCO3; DAP-Kinase 1 (DAPK1)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1612
Gen-ID	1612
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1141-1430 des humanen DAP-Kinase 1 (DAPK1) (NP_004929.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53355
Proteingewicht	160 kDa
Versand	Eisbeutel