

Anti-Dap3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51398

Artikelnummer: CM0025719



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DAP3 (MRPS29), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Mitochondrienbiologie und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAP-3; S29mt; MRPS29; MRP-S29; bMRP-10; DAP3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7818
Gen-ID	7818
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 159-398 von humanem DAP3 (NP_387506.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51398
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel