


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Dapk3-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43293

Artikelnummer: CM0013285



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DAPK3 (ZIPK/DLK). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, murinen und Rattenproben. Unterstützt die Forschung zu Apoptose, Autophagie und Aktindynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAPK3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DLK; ZIP; ZIPK; DAPK3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1613
GeneID	1613
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen DAPK3 (NP_001339.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43293
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Kühlpack