

Anti-Dapp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Un19

Artikelnummer: CM0013035



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DAPP1 (BAM32), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAPP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	BAM32; DAPP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	27071
GeneID	27071
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-273 des humanen DAPP1 (NP_055210.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UN19
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel