

## Anti-Darpp32 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-F, Elisa - Q9Ud71

Artikelnummer: CM0007325

### Einführung

Validierter monoklonaler Kaninchen-Anti-DARPP32-Antikörper für WB, IF/ICC, IF-F und ELISA. Erkennt DARPP32 bei Mensch, Maus und Ratte, ideal für Studien zu Dopamin-Signaltransduktion und PP1-Hemmung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                    |
|-------------------|-------------------------|
| Produktname       | DARPP32 Kaninchen mAb   |
| Bemerkungen/Alias | DARPP32; DARPP-32       |
| Spezies           | Mensch                  |
| Gen-ID (Mensch)   | 84152                   |
| Gen-ID            | 84152                   |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid    |
| Quelle            | Kaninchen               |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper  |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-F, ELISA |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte     |
| SWISS             | Q9UD71                  |
| Proteingewicht    | 23 kDa                  |
| Versand           | Eisbeutel               |