

Anti-Darpp32 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ud71

Artikelnummer: CM0008237

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches DARPP32 (PPP1R1B, DARPP-32) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung der Hemmung der Dopamin/cAMP-regulierten Proteinphosphatase 1 und neuronaler Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DARPP32 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DARPP32; DARPP-32
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84152
GenID	84152
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UD71
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel