

Anti-Darpp32 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ud71

Artikelnummer: CM0024652

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DARPP32 (PPP1R1B), ein Dopamin- und cAMP-reguliertes neuronales Phosphoprotein und Inhibitor von PP1. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Vorhergesagte Bande ~23 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DARPP32 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DARPP32; DARPP-32
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84152
Gen-ID	84152
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-116 von humanem DARPP32 (NP_115568.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UD71
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eistasche