

Anti-Dars Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P14868

Artikelnummer: CM0029330



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes DARS (Aspartat-tRNA-Ligase). Geeignet für WB, IHC-P, IP und ELISA. Detektiert endogene Gehalte in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Proteintranslation, Aminosäurestoffwechsel und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DARS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DARS; HBSL; aspRS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1615
Gen-ID	1615
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 222-501 des menschlichen DARS (NP_001340.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14868
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel