

Anti-Dars2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Pi48

Artikelnummer: CM0030223



Einführung

DARS2 kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen mitochondriale Aspartyl-tRNA-Synthetase gerichtet ist. Geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA in humanen und murinen Proben. Nützlich für die Forschung zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DARS2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LBSL; ASPRS; mtAsPRS; MT-ASPRS; DARS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55157
GenID	55157
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6PI48
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel