

Anti-Daxx Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uer7

Artikelnummer: CM0003119



Einführung

Anti-Daxx Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für menschliche Proben in WB und ELISA. Zielt auf death domain-associated protein 6, einen Transkriptions-Corepressor und Histon-Chaperon, der an Apoptose und Chromatin-Remodelling beteiligt ist. SWISS: Q9UER7.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Daxx Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1616
GenID	1616
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem Daxx (Q9UER7) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UER7
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel