

Anti-Daxx Rabbit Polyclonal Antibody Für Wb Und Elisa - Q9Uer7

Artikelnummer: CM0023141



Einführung

Dieser Daxx-Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt menschliches und murines Daxx, ein death domain-associated protein 6. Validiert für WB und ELISA eignet er sich für die Forschung zu transkriptioneller Regulation, Apoptose, Chromatin-Remodelling und viraler Infektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Daxx Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx
Spezies	Human
GenID (Human)	1616
GenID	1616
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 175-400 von humanem Daxx (NP_001135441.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UER7
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel