

Anti-Dazap1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ep5

Artikelnummer: CM0003127



Einführung

DAZAP1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-DAZAP1. Ideal für die Forschung in der Reproduktionsbiologie und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAZAP1 Kaninchen-mAb
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	26528
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 265-407 des humanen DAZAP1 (Q96EP5) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96EP5
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel