

Anti-Dazap2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15038

Artikelnummer: CM0017925

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DAZAP2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung des HIPK2-Abbaus, der DNA-Schädigungsantwort und der Wnt-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAZAP2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PRTB; DAZAP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9802
Gen-ID	9802
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-168 von humanem DAZAP2 (NP_055579.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
UniProt-Zugriffsnummer	Q15038
Vorhergesagtes Molekulargewicht	17kDa
Versandbedingung	Eisbeutel