

Anti-Dazl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92904

Artikelnummer: CM0012982

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DAZL, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. DAZL ist ein RNA-bindendes Protein, das für die Gametogenese essentiell ist, was diesen Antikörper ideal für die Reproduktionsbiologie-Forschung macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAZL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAZH; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
Spezies	Human
GeneID (Human)	1618
GeneID	1618
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 186-295 von humanem DAZL enthält (NP_001342.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q92904
Protein-Gewicht	33 kDa
Versand	Kühltasche