

Anti-Dbf4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubu7

Artikelnummer: CM0002257



Einführung

Hochwertiger Anti-DBF4 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes DBF4 (Q9UBU7), eine wichtige regulatorische Untereinheit der CDC7-Kinase, die an der DNA-Replikation und S-Phase-Progression beteiligt ist. Geeignet für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DBF4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ASK; CHIF; DBF4A; ZDBF1; DBF4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10926
Gen-ID	10926
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem DBF4 (Q9UBU7) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UBU7
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel