


Anti-Dbh-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P09172

Artikelnummer: CM0010758



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes DBH, validiert für WB, IP, IF, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Für die Neurotransmitter-Biosynthese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DBH Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DBM; ORTHYP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1621
Gen-ID	1621
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 388-617 von humanem DBH enthält (NP_000778.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P09172
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel