


Anti-Dbi Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P07108

Artikelnummer: CM0016664



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DBI (ACBD1, EP), validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Stoffwechsel- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DBI Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Spezies	Human
GeneID (Human)	1622
GeneID	1622
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-104 von humanem DBI (NP_001171513.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07108
Proteingewicht	10-12 kDa
Versand	Eistasche